

Изомеры диаминопимелиновой кислоты определяются в гидролизатах (6N HCl, 110°C, 24 ч) целых клеток (Lechevalier M.P., Lechevalier H.A., 1970) с использованием метода ТСХ (Schumann, 2011).

#### *Литература*

1. Lechevalier M.P., Lechevalier H.A. Chemical composition as a criterion in the classification of aerobic actinomycetes // Int. J. Syst.Bacteriol. - 1970. - V. 20. - P. 435–443.
2. Schumann P. Peptidoglycan Structure // Taxonomy of Prokaryotes, Methods in Microbiology / Eds. F.A. Rainey, A. Oren. London: Academic Press, 2011. V. 38, P. 101–129.